

Инкубатор для новорожденных CHS-i1000



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Инкубатор для новорожденных

CHS-i1000

Инкубатор для новорожденных CHS-i1000 разработан для создания оптимальных условий при выхаживании новорожденных недоношенных детей, посредством содержания их в инкубаторе с микропроцессорным контролем температуры и влажности воздуха под колпаком. Инкубатор разработан таким образом, чтобы минимизировать воздействие внешних факторов, потерю тепла у новорожденных детей.

Особенности

- При использовании микропроцессора в инкубаторе CHS-i1000, предоставляется возможность производить контроль температуры и влажности. Инкубатор проводит проверку данных функций самостоятельно с целью обеспечения безопасности пациента
- Инкубатор имеет систему циркуляции воздуха, которая минимизирует потерю тепла под колпаком, применяются двойные стенки и метод воздушной завесы
- Контроллер влажности может регулировать влажность на уровне между 30 ~ 90% под колпаком инкубатора
- Системой безопасности предусмотрена защита от перегревания новорожденного ребенка под колпаком инкубатора
- Ложе пациента в инкубаторе разработано таким образом, чтобы плавно совершать его поднятие и опускание во время проведения лечебных манипуляций
- 8 типов звуковой и визуальной сигнализации используются для того, чтобы быстро и легко идентифицировать возникшую проблему в инкубаторе
- В инкубаторе имеется защитный фильтр, чтобы предотвращать попадание загрязненного воздуха из внешней среды под колпак
- Уровень шума в инкубаторе соответствует требованиям стандартов IEC601-2 и создаются комфортные условия пребывания новорожденного ребенка под колпаком инкубатора
- Передняя дверца и порты для доступа колпака специально разработаны для удобства совершения лечебных манипуляций с новорожденным ребенком с минимизацией потери тепла
- Колпак разработан таким образом, чтобы медицинскому персоналу было удобно производить наблюдение за новорожденным
- Инкубатор может работать в режиме ВОЗДУХ или в режиме КОЖА с целью эффективного лечения новорожденного ребенка
- Двойные стенки легко устанавливаются, удаляются, легко очищаются и проходят техническое обслуживание
- Оборудование легко перемещается, панель управления легко устанавливается и удаляется в случае необходимости

Характеристики электрических параметров

Источник питания	220 В, 50/60 Гц 110 В, 50/60 Гц
Максимально потребляемая мощность	605 Вт
Предохранитель	250 В / 4 А

Характеристики, относящиеся к использованию оборудования

Измерение температуры кожи	диапазон отображения: +22 - +42°C диапазон управления: +35 - +37°C точность: ± 0,3°C (в диапазоне) разрешение: ± 0,1°C
Диапазон температуры 5°C - 22°C	точность ± 0,5°C
Диапазон температуры 22°C - 50°C	точность ± 0,3°C
Контроль влажности	диапазон отображения: 30- 90% диапазон управления: 30- 90% точность: в пределах 10% разрешение: ± 1.0%
Встроенные весы	диапазон измерения: 0—15 кг разрешение: 5г точность: 2 г функции: ноль, удержание, тара
Характеристики нагрева	функция разработана в соответствии с требованиями по безопасности согласно приказам IEC 601-1 и IEC 601-2 часть II
Сигналы тревог	<p>1. Специальный световой сигнал и постоянным звуковым сигналом, который нельзя удалить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сигнал отсутствия электропитания: в случае, если питание отключено • Сигнал о неисправности работы системы: в случае возникновения каких-либо неисправностей в электрической сети контроллера <p>2. Сигнал со светящейся лампой и постоянным звуковым сигналом, который можно удалить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сигнал тревоги по температуре кожи: в случае, если разница между температурой кожи и контрольной температурой кожи выше на 1,0°C. В случае, если температура кожи ниже, чем 30°C или выше, чем 42°C (РЕЖИМ КОЖА). • Сигнал тревоги по температуре воздуха: в случае, если температура под колпаком инкубатора ниже, чем контрольная температура на 3.0°C или выше, чем на 1,5°C (РЕЖИМ ВОЗДУХ) <p>3. Сигнал со светящейся лампой, звуковым сигналом, который можно удалить и выключением нагрева:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сигнал тревоги по превышению температуры: в случае, если температура под колпаком инкубатора выше, чем 38°C (в случае преобладающего режима: 40°C) (Режим контроля температуры воздуха) • В случае, если температура под колпаком инкубатора выше 40°C (Режим контроля температуры кожи) • Сигнал тревоги воздушного потока: в случае, если возникли какие-либо неполадки в двигателе или в вентиляторе <p>4. Сигнал со светящейся лампой, звуковым сигналом, который нельзя удалить и значениями на дисплее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сигнал неисправности системы: в случае, если возникли неполадки в электрической сети в системе управления <p>5. Предупреждение по началу работы оборудования: В случае, когда инкубатор для новорожденных включен, на дисплее панели управления горит индикатор установленной температуры 33,0°C, сопровождается звуковым сигналом. Контрольная температура устанавливается с помощью кнопок вверх/вниз. Когда температура установлена, предупреждающий звуковой сигнал исчезает, дисплей нагрева высвечивает FULL уровень, и инкубатор готов к полноценной работе</p>


Характеристики оборудования

Колпак (В x Г x Д), мм	480 x 500 x 830
Кабинет (В x Г x Д), мм	701 x 634 x 945
Матрасик (Ш x В x Г), мм	686 x 30 x 369
Угол наклона матраца	±12°
Колеса с тормозной системой, диаметром	102.0 мм
Плата для рентгеновской кассеты (Ш x В x Г), мм	372 x 36 x 375
Встроенные весы (Ш x В x Г), мм	396 x 67 x 405

Условия окружающей среды во время использования оборудования

Подходящая температура для окружающей среды, в которой используется инкубатор	23-27°C
Диапазон влажности	30 - 90%
Уровень шума под колпаком	менее 47дБ во время процесса подготовки
Расход воды	1 л (около 24 часов)
Установка температуры и влажности	33°C, 60%
Температура окружающей среды и влажность	23°C - 27°C, 50-70%
Время предварительного нагрева	около 25 минут *(время для увеличения температуры инкубатора до 11°C от окружающей температуры в соответствии с IEC 601-2-19, 50.108.

- 1) Колпак
- 2) Основание
- 3) Устройство управления (контроллер)
- 4) Шкаф
- 5) Весы (опция)
- 6) Устройство подачи кислорода (опция)



Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93