

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

jaw@nt-rt.ru || <https://jw.nt-rt.ru/>

## Транспортный инкубатор JW-Ti1000

Транспортный кувез - это медицинское изделие, поддерживающее необходимую температуру внутри, чтобы защитить недоношенного ребенка от внешней среды. Транспортный кувез JW-Ti1000 предназначен для оказания регулируемой тепловой поддержки новорожденным младенцам, которые нуждаются в постоянном сестринском вмешательстве (дети в зоне повышенного риска, недоношенные, дети с низким весом при рождении, новорожденные в критическом состоянии и т. д.), также инкубатор используется для защиты ребенка от воздействия прохладной среды во время транспортировки. Пациент до 3 месяцев и весом до 10 кг.

Инкубатор включает микропроцессор, предназначенный для точного контроля температуры воздуха и поверхности кожи, и функцию подачи сигнала для обеспечения безопасности недоношенного ребенка.

Как только температура воздуха под колпаком достигает указанной температуры, она поддерживается путем подачи воздуха, нагретого нагревателем, через вентилятор в колпак, после сравнения температуры датчиком температуры воздуха, установленного внутри колпака, с температурой, указанной пользователем.



Источник питания: АС 220 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 120 ВА

Потребление мощности нагревателем: 80Вт

Тип защиты и степень защиты: Оборудование класса I со встроенным источником питания типа ВF

Предохранительное устройство: предохранители (Т5АL, 250В х 2)

Габариты инкубатора

(длина х ширина х высота): 750 мм х 516 мм х 632,5 мм

Вес Инкубатора: 60,3 кг (без тележки и кислородного баллона)

Температура кожи:

Диапазон отображения температур: 22.0°C - 45.0°C

Настройка диапазона температур (режим отключенной автоматики): 34.0°C - 37.0°C (37.1°C - 38.0°C)

Регулировки по температуре кожи: 22,0°C до 45,0°C

Температура воздуха:

Диапазон отображения температур: 5.0°C - 50.0°C

Настройка диапазона температур (режим отключенной автоматики): 20.0°C - 37.0°C (37.1°C - 39.0°C)

Период разогрева: 40 минут

Уровень шума: <60дБ

Безопасная рабочая нагрузка: пациент до 3 месяцев и весом не более 10 кг.

Дверцы: Боковая, фронтальная

Безопасная рабочая нагрузка (Поддон матраса): 10 кг (макс. вес пациента)